



SISTEMA DE EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL®

*Quando o aprendizado começa*

# Manual de Instruções





*Parabéns!*



# **Bem-vinda à** **FAMÍLIA *BabyPlus*®**

O BabyPlus® - Sistema de Educação Pré-natal® talvez seja o mais importante passo que você deu para ajudar seu filho ou sua filha a alcançar todo seu potencial. Utilizar BabyPlus® é dar ao bebê desenvolvimento que vai durar para a vida toda!

## **Seu útero... a sala de aula perfeita**

O BabyPlus® deve ser introduzido durante a gravidez para enriquecer o desenvolvimento cognitivo através de um conjunto de aulas sonoras simples e seguras.

Bebês em fase pré-natal virtualmente são cientes de todos os elementos do meio ambiente materno, como uma simples conversa, música e televisão. No entanto, esses sons são muito complexos para o bebê entender. O BabyPlus® reproduz padrões sonoros que imitam o batimento cardíaco da mãe – a primeira linguagem que ele ainda no útero pode entender – e é aí que o aprendizado começa.

## **Quando o aprendizado começa**

BabyPlus® oferece aos pais a oportunidade de dar ao seu filho ou sua filha uma sólida vantagem. Pais BabyPlus® dizem que seus bebês são mais interativos e sensíveis, mais fáceis de lidar durante o período de amamentação e mostram um aumento na habilidade de se acalmarem sozinhos. Essas crianças alcançaram um desenvolvimento precoce e mais tarde mostram uma melhor aptidão escolar com benefícios para a vida.

Parabéns, desejamos a você e sua família uma vida toda de aprendizado!

Lisa Jarrett,  
Fundadora  
BabyPlus® Company




## Componentes

### Uma unidade com micro-chip

O BabyPlus® contém uma unidade com micro-chip com uma série cientificamente aprovada de desenvolvimento, com 16 áudio-aulas baseadas nos sons do batimento cardíaco da mãe.

### Uma pochete de tecido

A unidade BabyPlus® deve ser colocada dentro de uma pochete de tecido e fechada por uma aba. Coloque a unidade na região central sobre o abdômen da mãe. O cinto pode ser ajustado no comprimento mais confortável em cada estágio da gravidez. O aparelho e a pochete de tecido podem ser utilizados sobre roupas leves ou diretamente sobre o abdômen.



# Como utilizar

## Instruções

1. Remova a tampa das pilhas atrás da unidade BabyPlus®. Coloque quatro pilhas “AA” novas no compartimento, tomando o cuidado de alinhar os contatos positivo e negativo. Coloque as fitas para garantir uma troca fácil no futuro. Para um ótimo desempenho do BabyPlus® é recomendado que as pilhas sejam trocadas regularmente.

2. Comece a usar o BabyPlus® a qualquer momento a partir da 18ª semana de gravidez. Para um ótimo aprendizado, comece a primeira lição entre a 18ª semana e 32ª semana de gravidez.

3. Coloque o aparelho dentro da pochete de tecido. Com o alto-falante apontado para dentro, coloque a unidade na região central de seu abdômen e amarre o cinto ao redor de sua cintura.

4. Pressione o botão “Power/ Program” da sua unidade BabyPlus® até que apareça o número “1” no visor LCD. Não se preocupe se você achar que o som esteja muito alto ou suave – BabyPlus® foi criado para funcionar em um nível correto e seguro. A unidade BabyPlus® desligará automaticamente após uma hora.

5. Comece tocando a lição 1 duas vezes ao dia, durante uma hora cada. Nós recomendamos uma hora de manhã e uma hora à tarde ou à noite. Tente usar o BabyPlus® aproximadamente na mesma hora todo dia.

6. Para determinar o número de dias que cada lição deverá ser aplicada, divida o número de dias que faltam da sua gravidez por 16. O resultado é o número de dias que cada lição deverá ser aplicada antes de ir para a próxima. O cálculo na próxima página lhe dará instruções sobre o número de dias que cada lição deverá ser aplicada, variando de acordo com a semana que você começou a usar o BabyPlus®.

7. Aperte o botão “Power/ Program” para ir para a próxima lição. Aperte e segure o botão “Power/ Program” por três segundos para desligá-lo.

8. Para registrar seu uso diário, o calendário de lições está disponível no [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br).

## Pergunte ao seu médico

Estamos tão confiantes quanto à segurança e efetividade do BabyPlus®, tanto para você como para o seu bebê, que incentivamos você a compartilhar sua decisão de usar nosso sistema patenteado com o seu médico. Suas dúvidas e comentários são bem-vindos. Se você quiser que um membro da equipe de pesquisa entre em contato com seu médico, envie-nos um e-mail para [contato@babyplubrasil.com.br](mailto:contato@babyplubrasil.com.br).

## Cálculo das lições

Para determinar quantos dias serão necessários para cada áudio-aula, siga o cálculo abaixo:

### 1º Passo

Número de semanas restantes na sua gravidez \_\_\_\_\_ x 7 = \_\_\_\_\_ dias

*Esta resposta é o número de dias que faltam para sua gravidez.*

### 2º Passo

Pegue a resposta do 1º Passo (número de dias que faltam) \_\_\_\_\_ ÷ 16 = \_\_\_\_\_

Esta resposta é o número de dias que você usará em cada lição.

**Exemplo: 15 (semanas restantes) x 7 = 105 dias**

**105 ÷ 16 = 6,57 (arredonde para um número cheio) = use cada lição por 6 dias**

Lembre-se de aplicar as lições duas vezes ao dia.

Quando você alcançar a lição 16, utilize-a até o nascimento do seu bebê.

## Garantia e Informação sobre Devolução

### Garantia

Toda informação sobre garantia é apenas para o comprador original do produto e é válida por 180 dias, a partir da data da compra. A garantia se encerra quando o produto é alugado, vendido, doado ou se tem a sua condição original alterada.

Nós da BabyPlus Brasil® garantimos que este produto está livre de defeitos de materiais e fabricação por 180 dias. Caso o produto apresente defeito nesse período, nos responsabilizaremos em trocar parte ou a totalidade do produto. Substituir ou reembolsar ficará a nosso critério.

Esta garantia não cobre reposição de pilha ou ainda danos causados a qualquer parte do BabyPlus® por mau uso, manutenção, acidente, ou conexão com aparelho impróprio.

A compra do BabyPlus® de um revendedor não autorizado pode lhe excluir da garantia do BabyPlus Brasil®, assim como serviços e suporte.

Toda garantia deve ser acompanhada do **Formulário de Registro da Garantia** e da nota fiscal original. Por favor visite-nos no site [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br) para instruções e formulários.

### Devoluções

Se você comprou o BabyPlus® da BabyPlus Brasil®, e decidiu não utilizar, nós providenciaremos o reembolso total desde que o produto seja enviado para nós lacrado na embalagem, em até 30 dias após a data de compra.

Por favor complete o **Formulário da Autorização de Devolução** que está disponível em nosso site [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br). Se você comprou seu BabyPlus® com um dos nossos revendedores autorizados, por favor entre em contato diretamente com eles para ter a sua devolução.

## Perguntas Frequentes

### ***Posso começar a usar o BabyPlus® antes da 18ª semana de gravidez?***

Nós recomendamos que a lição nº1 não comece antes da 18ª semana.

### ***Se eu tiver passado da 18ª semana, o que acontece quando eu começar a usar o BabyPlus®?*** ***Ainda verei os benefícios?***

Com certeza! Temos muitas mães que começaram a usar o BabyPlus® bem depois da 18ª semana e nos relataram benefícios no desenvolvimento dos seus bebês.

### ***Por que cada nova lição parece diferente da última?***

Porque cada lição tem repetições e mudanças progressivas nos ritmos e que, no decorrer de sua gravidez, darão maiores benefícios para o desenvolvimento precoce de seu bebê.

### ***Como posso acompanhar corretamente as lições?***

Você pode imprimir em nosso site [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br) um calendário da lição, para registrar seu uso diário.

### ***O que acontece se eu completar as 16 lições e meu bebê ainda não tiver nascido?***

Continue tocando a lição 16 até o nascimento.

### ***Meu bebê se mexe mais quando estou usando o BabyPlus®, é normal?***

Muitas mães relatam um aumento de atividade do bebê antes ou durante o uso do BabyPlus®. Isso é perfeitamente normal. A maioria dos bebês irá se mexer suavemente em resposta às lições enquanto outros dormirão.

### ***Tenho que descansar enquanto estiver usando o BabyPlus®?***

Você deve continuar todas as atividades diárias normalmente, exceto tomar banho ou nadar. O uso do BabyPlus® durante os períodos em que estiver relaxando é também recomendado para você aproveitar totalmente a experiência de estreitamento da relação entre você e seu bebê.

### ***Por que o meu sistema não desliga automaticamente após 60 minutos?***

O timer interno começará de novo se o padrão for interrompido por algum motivo.

### ***Onde deve colocar o alto-falante?***

Coloque o alto-falante na área que você obtiver a melhor resposta do seu bebê, de preferência no meio do abdômen. Note que a posição pode mudar ligeiramente de uma semana para outra devido ao crescimento do bebê.

***Há um “b” ou “6” piscando no meu LCD e/ou começou a emitir um som rápido.***

R: Suas pilhas estão fracas. Para ter um bom desempenho coloque quatro pilhas “AA” novas, tomando o cuidado de alinhar devidamente os contatos positivo e negativo. Certifique-se que você esteja usando baterias alcalinas novas e de alta qualidade.

***Meu BabyPlus® está fazendo um som incomum de interferência.***

Provavelmente a conexão da sua pilha está solta. Para ter um bom desempenho coloque quatro pilhas “AA” novas, tomando o cuidado de alinhar devidamente os contatos positivo e negativo. Certifique-se que você esteja usando baterias alcalinas novas e de alta qualidade.

***Como eu armazeno meu BabyPlus® após o uso?***

Com devido cuidado, seu BabyPlus® pode ser usado por mais de uma gravidez. Remova as pilhas e retorne o BabyPlus® para sua embalagem original. Armazene-o em um lugar fresco e seco.

***Como eu posso obter um novo manual de instruções e o calendário de lições?***

Vá até o nosso site [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br) e acesse nosso FAQ (perguntas mais frequentes), lá você encontrará um link para fazer o download e imprimir.

Se você tiver outras perguntas, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail **[contato@babyplusbrasil.com.br](mailto:contato@babyplusbrasil.com.br)**, ou clique no link “fale conosco” em nosso site [www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br).





SISTEMA DE EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL®

*Quando o aprendizado começa*

[www.babyplusbrasil.com.br](http://www.babyplusbrasil.com.br)



CE